





H D S D

Cách sử dụng tool dịch video tự động

- Tiết kiệm thời gian
- Hiệu quả lao động
- Tối ưu chi phí



Liên hệ với chúng tôi



Đại học Kinh tế Quốc dân



+84 4411 3636 (t




bankme3009@gmail.com




START



CÀI ĐẶT WEBSITE



1



2




Tải về

Đường dẫn website




Liên hệ với
chúng tôi để
được test
miễn phí

- Đường dẫn mặc định là ổ C, bạn có thể tùy chọn tải về nhưng không khuyến nghị đưa vào thư mục program data
- Tool sẽ được tối ưu trong tương lai để nhẹ hơn và có nhiều tính năng mới, hiệu năng tốt




Giao diện sử dụng





Tính năng edit trực tiếp

- Dùng để edit và điều chỉnh chi tiết 1 video




Tính năng edit tự động

- Dùng để tự động dịch sub video tự động hàng loạt
- Settings 1 lần như: lật, filter, nhãn dán, giọng,... Các lần sau tự động sử dụng lại



Thời gian hết hạn và số phút sử dụng còn lại

Update khi tool có phiên bản mới nhất



Chức năng: Tự Động EDIT

Tách sub và dịch video ra phụ đề

Viết lại phụ đề bằng AI (GPT, Gemini,...)

Chỉnh âm lượng của voice AI

Tách tiếng nói gốc ra khỏi video nhưng vẫn giữ hiệu ứng âm thanh

Âm lượng của video gốc

Thêm nhạc nền

Âm lượng nhạc nền

Đường dẫn xuất video

Nhập video cần edit

Nhập folder chứa các video

Original language: Tiếng Trung (Giản tl) | Translation language: Tiếng Việt

☒ Extract Subtitle & Translate

Translate Service: ChatGPT | API | URL | gay

☒ Re-Write

☒ Voiceover

Voiceover Service: FPT AI | API

Voice: banmai

Speed: +1

Volume: [Slider]

☐ Flip Horizontal

☒ Extract background audio

Video volume: [Slider]

Folder random sound (Skip if not needed): D:/Tool/tool tao video cua /nhac ne | Audios Input

Audio volume: [Slider]

Subtitle font: arial.ttf | Box color | Text color

Relative coordinates: Y 30

Export Path: D:/Tool/tool tao video cua /final | Browse

Format Video: mp4 | Frame rate: 30 | Resolution: 480P

Render

Import video | Import folder